


Anti-Mrp4/Abcc4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O15439

품목 번호: CM0020306



소개

인간 ATP 결합 카세트 C 서브패밀리 멤버 4 (ABCC4/MRP4)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 약물 내성, 수송 및 세포 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MRP4/ABCC4 Rabbit pAb
비고/별칭	MRP4; MOATB; MOAT-B; MRP4/ABCC4
종	인간(Human)
GeneID (인간)	10257
GeneID	10257
면역원	인간 MRP4/ABCC4 (NP_005836.2)의 아미노산 1067-1325에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	O15439
단백질 분자량	150kDa
배송	아이스 백(Ice bag)