


## Anti-Mrpl13 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Byd1

품목 번호: CM0019641



### 소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 고품질 anti-MRPL13 토끼 폴리클론 항체. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 미토콘드리아 리보솜 단백질 L13, 20kDa를 표적. 미토콘드리아 기능 및 번역 연구에 이상적.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 제품명         | [KD 검증] MRPL13 Rabbit pAb                                   |
| 비고/별칭       | MRPL13; L13; L13A; L13mt; RPL13; RPML13; 미토콘드리아 리보솜 단백질 L13 |
| 종           | 인간                                                          |
| GeneID (인간) | 28998                                                       |
| GeneID      | 28998                                                       |
| 면역원         | 인간 MRPL13 (NP_054797.2)의 아미노산 70-178 내 합성 펩타이드              |
| 원천          | 토끼                                                          |
| 범주          | 폴리클론 항체                                                     |
| 응용 분야       | WB, IHC-P, ELISA                                            |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 쥐                                                  |
| SWISS       | Q9BYD1                                                      |
| 단백질 무게      | 20kDa                                                       |
| 배송          | 아이스백                                                        |