


Wb, Elisa용 항Mrpl15 토끼 다클론 항체 - Q9P015

품목 번호: CM0019422



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 MRPL15 토끼 다클론 항체로, 사람, 마우스, 래트 MRPL15와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 리보솜 연구 및 단백질 발현 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MRPL15 토끼 pAb
비고/별칭	MRPL15; HSPC145; L15mt; MRP-L15; MRP-L7; RPML7; 미토콘드리아 리보솜 단백질 L15
종	사람
GeneID (사람)	29088
GeneID	29088
면역원	합성 펩타이드, 사람 MRPL15(NP_054894.1)의 아미노산 197-296 범위 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q9P015
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스 팩