


Wb, Elisa용 Anti-Mrpl16 폴리클론항체 - Q9Nx20

품목 번호: CM0023716



소개

미토콘드리아 리보솜 단백질인 인간 MRPL16을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체입니다. 인간, 마우스, 래트에서 WB 및 ELISA 적용에 대해 검증되었습니다. 미토콘드리아 리보솜 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MRPL16 Rabbit pAb
비고/별칭	L16mt; uL16m; MRP-L16; PNAS-111; MRPL16
종	인간
GeneID (Human)	54948
GeneID	54948
면역원	인간 MRPL16 (NP_060310.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
분류	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NX20
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백