


Wb, If, Elisa용 Anti-Mrpl18 폴리클로날 항체 - Q9H0U6

품목 번호: CM0019998



소개

웨스턴 블롯(WB), IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 MRPL18 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간 및 마우스 MRPL18을 인식하며, 이는 5S rRNA 도입에 관여하는 21 kDa 미토콘드리아 리보솜 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MRPL18 Rabbit pAb
비고/별칭	L18mt; HSPC071; MRP-L18; MRPL18
종(Species)	Human
GeneID	29074
면역원(Immunogen)	인간 MRPL18 (NP_054880.2)의 아미노산 1-92에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q9H0U6
단백질 분자량	21kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)