


Anti-Mrpl18 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb & Elisa - Q9Cql5

품목 번호: CM0024328



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-Mrpl18 토끼 폴리클로날항체로, 미토콘드리아 리보솜 단백질 L18 (MRP-L18)을 표적합니다. 인간 및 마우스 Mrpl18과 교차 반응하여 미토콘드리아 리보솜 및 RNA 수입 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Mrpl18 Rabbit pAb
비고/별칭	HSPC071; MRP-L18; I010001C05Rik; Mrpl18
종	인간
유전자 ID (인간)	29074
유전자 ID	67681
면역원	마우스 Mrpl18 (NP_080586.1)의 아미노산 42-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9CQL5
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스백