


Wb 및 Elisa용 Anti-Mrpl20 폴리클로날 항체 - Q9Byc9

품목 번호: CM0021619



소개

웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA용으로 검증된 Anti-MRPL20 폴리클로날 항체입니다. 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫(Rat)와 반응합니다. 미토콘드리아 리보솜 구조 및 단백질 합성 연구에 이상적입니다. SWISS: Q9BYC9.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD Validated] MRPL20 Rabbit pAb
비고/별칭	L20mt; bL20m; MRP-L20; MRPL20
종(Species)	Human
유전자 ID	55052 (Human)
항원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 MRPL20 (NP_060441.2)의 아미노산 50-149 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9BYC9
단백질 분자량	17kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)