


Anti-Mrpl21 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q7Z2W9

품목 번호: CM0019764



소개

인간 미토콘드리아 리보솜 단백질 MRPL21(bL21m)에 대한 토끼 다클로널 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 약 22kDa 밴드를 검출합니다. 미토콘드리아 번역 및 리보솜 생물학 연구에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MRPL21 Rabbit pAb
비고/별칭	MRPL21; L21mt; MRP-L21; mitochondrial ribosomal protein L21
종	인간(Human)
GeneID	219927
면역원	합성 펩타이드 인간 MRPL21(NP_852615.1)의 아미노산 40-140 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q7Z2W9
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)