


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Mrpl23 토끼 다클로날 항체 - Q16540

품목 번호: CM0023900



소개

사람, 마우스, 랫트의 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용
고품질 Anti-MRPL23 토끼 다클로날 항체입니다. IVD
연구용으로 미토콘드리아 리보솜 단백질
L23(~18kDa)을 타겟팅합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MRPL23 Rabbit pAb
비고/별칭	RPL23; L23MRP; RPL23L; MRPL23
종	사람(Human)
유전자 ID (사람)	6150
유전자 ID	6150
면역원	사람 MRPL23 (NP_066957.3)의 아미노산 1-153에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫트
SWISS	Q16540
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백