


웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-Mrpl24 폴리클론항체 - Q96A35

품목 번호: CM0026160



소개

사람 미토콘드리아 리보솜 단백질 MRPL24를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차반응성을 보입니다. 미토콘드리아 리보솜 및 단백질 합성 연구를 위한 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MRPL24 Rabbit pAb
비고/별칭	L24mt; MRP-L18; MRP-L24; MRPL24
종	사람
GeneID (human)	79590
GeneID	79590
면역원	사람 MRPL24 (NP_078816.2)의 아미노산 1-216에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q96A35
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백