


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Mrpl27 다클론 항체 - Q9P0M9

품목 번호: CM0021973



소개

Western blot, IHC-P 및 ELISA용 KD 검증 anti-MRPL27 토끼 다클론 항체입니다. 인간 MRPL27을 검출하며 마우스와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 단백질 합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증] MRPL27 토끼 pAb
비고/별칭	L27mt; MRPL27
종	인간
GeneID	51264 (인간)
면역원	인간 MRPL27(NP_057588.1)의 아미노산 49-148 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9P0M9
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스팩