


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 항Mrpl28 토끼 다클론 항체 - Q13084

품목 번호: CM0028710



소개

인간 및 랫트 샘플에서 WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA 응용분야에 대해 검증된 고품질 토끼 항MRPL28 다클론 항체입니다. 미토콘드리아 리보솜 및 흑색종 연관 항체 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	사양
제품명	MRPL28 토끼 pAb
비고/별칭	p15; MAAT1; MRPL28
종	인간
유전자ID (인간)	10573
유전자ID	10573
면역원	인간 MRPL28 (NP_006419.2)의 아미노산 1-256에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 랫트
SWISS	Q13084
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스 팩