


웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Mrpl3 폴리클로날 항체 - P09001

품목 번호: CM0024175



소개

인간 미토콘드리아 리보솜 단백질 L3 (MRPL3)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯팅 및 ELISA에 적합하며, 인간 샘플에서 검증되었습니다. 미토콘드리아 리보솜 및 단백질 합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MRPL3 Rabbit pAb
비고/별칭	MRPL3; COXPD9; MRL3; RPML3; 미토콘드리아 리보솜 단백질 L3
종	인간
유전자 ID (인간)	11222
유전자 ID	11222
면역원	인간 MRPL3 (NP_009139.1)의 아미노산 249-348 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P09001
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백