


Anti-Mrpl30 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tcc3

품목 번호: CM0024307



소개

인간 MRPL30에 대한 친화력 정제 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 쥐와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 리보솜 및 번역 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	MRPL30 Rabbit pAb
비고/별칭	L28MT; L30MT; MRPL28; RPML28; MRP-L28; MRP-L30; MRPL28M; MRPL30
종	인간(Human)
유전자 ID	51263
면역원	인간 MRPL30 (NP_660213.1)의 아미노산 1-161에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	Q8TCC3
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)