


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Mrpl32 토끼 다클론 항체 - Q9Byc8

품목 번호: CM0016931



소개

미토리보솜 단백질 합성에 필수적인 미토콘드리아 리보솜 단백질인 인간 MRPL32를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 연구 및 진단에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MRPL32 토끼 pAb
비고/별칭	L32mt; HSPC283; MRP-L32; bMRP-59b; MRPL32
종	인간
유전자 ID (인간)	64983
유전자 ID	64983
면역원	재조합 단백질; 인간 MRPL32의 아미노산 19-188에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_114109.1)
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9BYC8
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스팩