


Ihc-P, Elisa용 항Mrpl33 토끼 다클론 항체 - O75394

품목 번호: CM0020174



소개

IHC-P 및 ELISA에서 검증된 MRPL33 토끼 다클론 항체입니다. 39S 대단위 소단위의 구성요소인 인간 미토콘드리아 리보솜 단백질 L33 (bL33m)을 표적으로 합니다. 미토콘드리아 번역 및 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	MRPL33 토끼 pAb
비고/별칭	L33mt; bL33m; C2orf1; RPL33L; MRP-L33; MRPL33
종	인간
유전자 ID (인간)	9553
유전자 ID	9553
면역원	인간 MRPL33 (NP_004882.1)의 아미노산 1-65 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O75394
단백질 분자량	7kDa
배송 방식	아이스백