


Wb 및 Elisa용 항Mrpl36 토끼 다클론 항체 - Q9P0J6

품목 번호: CM0023535



소개

인간 MRPL36(bL36m)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 미토콘드리아 리보솜 연구 및 단백질 합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MRPL36 토끼 pAb
비고/별칭	RPMJ, BRIP1, L36mt, bL36m, PRPL36, MRP-L36
종	인간
유전자 ID	64979
면역원	인간 MRPL36(NP_115868.1)의 아미노산 39-103번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9P0J6
단백질 분자량	12kDa
배송 방식	아이스 팩