


Anti-Mrpl38 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q96Dv4

품목 번호: CM0021478



소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 고품질 항-MRPL38 토끼 다클론 항체입니다. 미토콘드리아 대 리보솜 서브유닛 단백질인 인간, 마우스, 래트 MRPL38을 검출하며, 미토콘드리아 번역 및 단백질 발현 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	MRPL38 토끼 pAb
비고/별칭	L38MT; RPML3; MRP-L3; HSPC262; MRP-L38; MRPL38
종	인간
유전자 ID (인간)	64978
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96DV4
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스 팩