


Wb용 항-Mrpl39 다클론 항체 - Q9Nyk5

품목 번호: CM0014379



소개

미토콘드리아 대형 리보솜 소단백질인 MRPL39에 특이적인 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플을 이용한 WB 및 ELISA 분석으로 검증되었습니다. 미토콘드리아 번역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MRPL39 토끼 pAb
비고/별칭	L5mt; L39mt; MRPL5; RPML5; MRP-L5; PRED22; PRED66; MSTP003; C21orf92; MRPL39
종	인간
유전자 ID (인간)	54148
유전자 ID	54148
면역원	인간 MRPL39(NP_059142.2)의 아미노산 39-338에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 제조원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9NYK5
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백