


Anti-Mrpl42 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9Y6G3

품목 번호: CM0018455



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-MRPL42 Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 인간, 마우스와 반응합니다. 미토콘드리아 리보솜 단백질 L42(17kDa)를 인식합니다. 미토콘드리아 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	MRPL42 Rabbit pAb
비고/별칭	L31MT; L42MT; S32MT; MRPL31; MRPS32; PTD007; RPML31; HSPC204; MRP-L31; MRP-L42; MRP-S32; MRPL42
종	인간
GeneID (인간)	28977
GeneID	28977
면역원	인간 MRPL42 (NP_054769.1)의 아미노산 1-142에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9Y6G3
단백질 무게	17kDa
배송	아이스백