


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Mrp143 다클론 항체 - Q8N983

품목 번호: CM0019073



소개

미토콘드리아 리보솜 단백질인 인간 MRPL43을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA에 적합하며 인간, 마우스, 랫트와 교차반응합니다. 미토콘드리아 번역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MRPL43 토끼 pAb
비고/별칭	L43mt; MRP-L43; bMRP36a; MRPL43
종	인간
GeneID (인간)	84545
GeneID	84545
면역원	인간 MRPL43 (NP_789762.1)의 아미노산 80-155에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q8N983
단백질 크기	23kDa
배송 방식	아이스백