


Anti-Mrpl46 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q9Eqi8

품목 번호: CM0023475



소개

사람, 생쥐 및 래트의 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 Mrpl46 토끼 다클론 항체입니다. 미토콘드리아 번역에 필수적인 미토콘드리아 리보솜의 구성 요소인 미토콘드리아 대형 리보솜 서브유닛 단백질 mL46 (39S 리보솜 단백질 L46)을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Mrpl46 토끼 pAb
비고/별칭	LIECG2; P2ECSL; C15orf4; 3110052F15Rik; Mrpl46
종	사람
유전자 ID (사람)	26589
유전자 ID	67308
면역원	생쥐 Mrpl46 (NP_075820.1)의 아미노산 1-283에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
생산원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 래트
SWISS	Q9EQI8
단백질 분자량	32kDa
배송 방식	아이스 팩