


Anti-Mrpl46 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H2W6

품목 번호: CM0018557



소개

인간 MRPL46(미토콘드리아 리보솜 단백질 mL46)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체. WB, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트 샘플과 반응. 미토콘드리아 번역 연구에 이상적.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	MRPL46 Rabbit pAb
비고/별칭	LIECG2; P2ECSL; C15orf4; MRPL46
종	인간
유전자 ID	26589
면역원	인간 MRPL46(NP_071446.2)의 아미노산 1-279에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H2W6
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스 팩