


Wb, Elisa용 Anti-Mrpl50 폴리클론항체 - Q8N5N7

품목 번호: CM0024394



소개

미토콘드리아 리보솜 단백질인 인간 MRPL50(mL50, MRP-L50)에 대한 래빗 폴리클론항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간과 교차반응합니다. 미토콘드리아 번역 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MRPL50 래빗 pAb
비고/별칭	mL50; MRP-L50
종	인간
GeneID (인간)	54534
GeneID	54534
면역원	인간 MRPL50(NP_061924.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	래빗
범주	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8N5N7
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백