


Anti-Mrpl51 폴리클론항체 For Wb, Elisa - Q4U2R6

품목 번호: CM0016629



소개

인간 미토콘드리아 리보솜 단백질 MRPL51에 대한 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 검증됨. 마우스 및 랫 MRPL51과 교차 반응. 미토콘드리아 리보솜 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MRPL51 Rabbit pAb
비고/별칭	CDA09, MRP64, bMRP64, HSPC241, MRPL51
종	인간
유전자 ID (인간)	51258
유전자 ID	51258
면역원	인간 MRPL51 아미노산 1-128에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질 (NP_057581.2)
원천	토끼
분류	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫
SWISS	Q4U2R6
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스백