


Wb 및 Elisa용 항-Mrpl52 (Kd 검증됨) 토끼 다클론 항체 - Q86Ts9

품목 번호: CM0020541



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 KD 검증된 항-MRPL52 토끼 다클론 항체. 인간 미토콘드리아 리보솜 단백질 L52 (14 kDa, Q86TS9)를 검출합니다. 미토콘드리아 번역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증됨] MRPL52 토끼 pAb
비고/별칭	mL52, 39S 리보솜 단백질 L52, L52mt, MRP-L52, Mrpl52, RM52
종	인간
GeneID (인간)	122704
GeneID	122704
면역원	합성 펩티드 인간 MRPL52 (NP_848026.1) 아미노산 24-123번 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q86TS9
단백질 분자량	14kDa
배송 방법	아이스백