


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Mrpl54 다클론 항체 - Q6P161

품목 번호: CM0014748



소개

MRPL54 토끼 pAb는 인간 미토콘드리아 대형 리보솜 서브유닛 단백질 mL54(L54mt)를 특이적으로 검출합니다. WB, IHC-P, ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 미토콘드리아 번역 및 리보솜 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MRPL54 토끼 pAb
비고/별칭	L54mt; MRP-L54; MRPL54
종	인간
유전자ID (인간)	116541
유전자ID	116541
면역원	인간 MRPL54(NP_758455.1)의 아미노산 1-138에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q6P161
단백질 분자량	16kDa
배송 방식	아이스백