


Wb 및 Elisa용 Anti-Mrpl55 폴리클론 항체 - Q9Cz83

품목 번호: CM0024137



소개

미토콘드리아 리보솜 단백질 Mrpl55에 대한 고품질 토끼 폴리클론 항체입니다. 인간 및 마우스와의 교차 반응성을 가지며 WB 및 ELISA에 적합합니다. 미토콘드리아 연구 및 단백질 합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Mrpl55 토끼 pAb
비고/별칭	L55mt; MRP-L55; 2810038N09Rik; Mrpl55
종	인간
유전자 ID (인간)	128308
유전자 ID	67212
면역원	마우스 Mrpl55 (NP_001289265.1)의 아미노산 33-127에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9CZ83
단백질 무게	15kDa
배송	아이스백