


Wb, Elisa용 항-Mrpl55 다클론 항체 - Q7Z7F7

품목 번호: CM0019525



소개

미토콘드리아 리보솜 단백질인 인간 MRPL55에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 미토콘드리아 번역 및 단백질 합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MRPL55 토끼 pAb
비고/별칭	L55nt; MRP-L55; AAVG5835; PRO19675; MRPL55
종	인간
유전자 ID (인간)	128308
유전자 ID	128308
면역원	인간 MRPL55 (NP_001308213.1)의 아미노산 1-128에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q7Z7F7
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스 팩