


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Mrpl9 다클론 항체 - Q9Byd2

품목 번호: CM0018832



소개

미토콘드리아 리보솜 단백질 MRPL9에 대한 KD 검증된 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 내인성 MRPL9를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증 완료] MRPL9 토끼 pAb
비고/별칭	L9mt; MRPL9
종	인간
유전자ID (인간)	65005
유전자ID	65005
면역원	인간 MRPL9 (NP_113608.1)의 아미노산 53-267 범위 내 서열에 해당하는 재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BYD2
단백질 분자량	30kDa
배송 방식	아이스백