


Anti-Mrps11 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P82912

품목 번호: CM0023147



소개

MRPS11에 대한 Rabbit polyclonal 항체로, Western blot, immunofluorescence 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트의 미토콘드리아 리보솜 단백질 S11을 검출합니다. 미토콘드리아 기능 및 암 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MRPS11 Rabbit pAb
비고/별칭	MRPS11; HCC-2; MRP-S11; S11mt; 미토콘드리아 리보솜 단백질 S11
종	인간
GeneID (Human)	64963
GeneID	64963
면역원	인간 MRPS11 (NP_001308899.1)의 아미노산 95-194에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P82912
단백질 분자량	16kDa/20kDa
배송	아이스백