


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Mrps15 토끼 단클론 항체 - P82914

품목 번호: CM0006187



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 Anti-MRPS15 토끼 단클론 항체입니다. 28S 소형 리보솜 소단위체의 구성 요소인 인간 미토콘드리아 리보솜 단백질 S15(MRP-S15, uS15m)를 인식합니다. 진단 및 연구 용도에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MRPS15 토끼 mAb
비고/별칭	DC37, S15mt, RPMS15, MPR-S15, MRPS15
종	인간
GeneID	64960
면역원	인간 MRPS15(P82914)의 아미노산 158-257 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P82914
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스팩