


Wb 및 Elisa용 항-Mrps18A 토끼 다클론 항체 - Q9Nvs2

품목 번호: CM0022655



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 고품질 항-MRPS18A (mL66) 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스와 반응하며, 미토콘드리아 리보솜 단백질 기능 연구에 이상적입니다. 22 kDa. Q9NVS2.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MRPS18A 토끼 pAb
비고/별칭	mL66; S18bmt; S18mt-a; MRPS18-3; HumanS18b; MRP-S18-3; MRP-S18-a; MRPS18A
종	인간
GeneID (인간)	55168
GeneID	55168
면역원	인간 MRPS18A (NP_060605.1)의 아미노산 97-196 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9NVS2
단백질 분자량	22kDa
배송 방식	아이스백