


Wb, Elisa용 Anti-Mrps18B 토끼 다클론 항체 - Q9Y676

품목 번호: CM0018119



소개

인간 MRPS18B(미토콘드리아 리보솜 단백질 mS40)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 번역 및 리보솜 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	MRPS18B 토끼 pAb
비고/별칭	PTD017; S18amt; C6orf14; HSPC183; MRPS18-2; HumanS18a; MRP-S18-2; MRPS18B
종	인간
GeneID (인간)	28973
GeneID	28973
면역원	재조합 단백질 인간 MRPS18B(NP_054765.1)의 1~258번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
범주	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9Y676
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스팩