


Anti-Mrps18C Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y3D5

품목 번호: CM0021920



소개

소형 28S 서브유닛의 미토콘드리아 리보솜 단백질인 MRPS18C에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. 미토콘드리아 번역 연구용입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MRPS18C Rabbit pAb
비고/별칭	CGI-134; S18mt-c; MRPS18-1; mrps18-c; MRP-S18-1; MRP-S18-c; MRPS18C
종	Human
GeneID (Human)	51023
GeneID	51023
면역원	인간 MRPS18C (NP_057151.1)의 아미노산 1-142에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9Y3D5
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스백