


Anti-Mrps2 토끼 다클론 항체, Wb, Ihc-P, Elisa용 - Q9Y399

품목 번호: CM0015344



소개

본 토끼 다클론 항체는 단백질 합성에 필수적인 미토콘드리아 리보솜의 구성 요소인 인간 MRPS2(S2mt)를 인식합니다. WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 MRPS2도 검출합니다. 미토콘드리아 번역 및 질환 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MRPS2 토끼 pAb
비고/별칭	S2mt; CGI-91; MRP-S2; COXPD36; MRPS2
종	인간
유전자ID (인간)	51116
유전자ID	51116
면역원	인간 MRPS2 (NP_057118.1)의 1-296 아미노산을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9Y399
단백질 분자량	33kDa
배송 방법	아이스 팩