


Anti-Mrps22 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P82650

품목 번호: CM0028658



소개

WB 및 ELISA에 검증된 MRPS22(미토콘드리아 리보솜 단백질 S22)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다. ~41 kDa. 미토콘드리아 번역 및 원발성 미토콘드리아 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MRPS22 Rabbit pAb
비고/별칭	GIBT; ODG7; GK002; C3orf5; COXPD5; RPMS22; MRP-S22; MRPS22
종	사람 (Human)
GeneID	56945
면역원	사람 MRPS22 (NP_064576.1)의 아미노산 1-360에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P82650
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백 (Ice bag)