


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Mrps23 토끼 다클로날 항체 - Q9Y3D9

품목 번호: CM0023817



소개

원발성 미토콘드리아 질환 및 COXPD46과 관련된 미토콘드리아 리보솜 단백질인 인간 MRPS23에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯(Western blot), IF/ICC 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MRPS23 Rabbit pAb
비고/별칭	CGI-138; COXPD46; HSPC329; MRP-S23; MRPS23
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	51649
GeneID	51649
항원(Immunogen)	인간 MRPS23 (NP_057154.2)의 아미노산 1-190 내 서열에 상응하는 재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q9Y3D9
단백질 분자량	22kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)