


Wb, Elisa용 항Mrps25 토끼 다클론 항체 - P82663

품목 번호: CM0027015



소개

CamelBio는 인간 샘플의 WB 및 ELISA에 사용할 수 있는 토끼 다클론 항MRPS25 항체를 제공합니다. 표적은 20kDa 미토콘드리아 리보솜 단백질 S25이며, 미토콘드리아 질환 연구 및 분석법 개발과 관련이 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MRPS25 토끼 pAb
비고/별칭	RPMS25; COXPD50; MRP-S25; MRPS25
종	인간
GeneID (인간)	64432
GeneID	64432
면역원	인간 MRPS25 (NP_071942.1)의 아미노산 104-173에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P82663
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스백