


Anti-Mrps26 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Byn8

품목 번호: CM0030745



소개

WB, IHC-P, ELISA에 검증된 인간 MRPS26에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 미토콘드리아 리보솜 연구 및 단백질 발현 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MRPS26 Rabbit pAb
비고/별칭	G1008; MRPS13; RPMS13; MRP-S13; MRP-S26; NY-BR-87; C20orf193; dj534B8.3; MRPS26
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	64949
GeneID	64949
면역원(Immunogen)	재조합 단백질: 인간 MRPS26 (NP_110438.1)의 아미노산 1-205에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9BYN8
단백질 분자량	24kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)