


Anti-Mrps28 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2Q9

품목 번호: CM0028363



소개

인간 MRPS28(bS1m)에 대한 Rabbit polyclonal antibody로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. 인간 및 마우스와 교차 반응함. 미토콘드리아 번역 및 질병 연구에 적합함.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MRPS28 Rabbit pAb
비고/별칭	MRPS35; COXPD47; HSPC007; MRP-S28; MRP-S35; MRPS28
종	인간
유전자 ID (인간)	28957
유전자 ID	28957
면역원	재조합 단백질 인간 MRPS28의 아미노산 1-187 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 (NP_054737.1).
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9Y2Q9
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스백