


Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Mrps30 폴리클로날 항체 - Q9Np92

품목 번호: CM0024892



소개

인간 MRPS30(PAP, PD9D9, S30mt로도 알려짐)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, IP, ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트 미토콘드리아 리보솜 단백질 mL65와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MRPS30 Rabbit pAb
비고/별칭명	PAP; PD9D9; S30mt; MRP-S30; MRPS30
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	10884
GeneID	10884
면역원(Immunogen)	인간 MRPS30 (NP_057724.2)의 아미노산 190-439에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9NP92
단백질 분자량(Protein Weight)	50kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)