


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Mrps35 토끼 다클론 항체 - P82673

품목 번호: CM0017624



소개

미토콘드리아 리보솜 단백질인 인간 MRPS35에 특이적인 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 리보솜 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MRPS35 토끼 pAb
비고/별칭	MDS023; MRPS28; MRP-S28; HDCMD11P; MRPS35
종	인간
GeneID (인간)	60488
GeneID	60488
면역원	인간 MRPS35의 아미노산 1-323에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_068593.2).
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P82673
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스팩