


Wb 및 Elisa용 항Mrps6 토끼 다클론 항체 - P82932

품목 번호: CM0028953



소개

인간 MRPS6을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 번역 및 리보솜 생물학 연구에서 미토콘드리아 리보솜 단백질 S6 연구에 적합합니다. 14 kDa 단백질, P82932.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MRPS6 토끼 pAb
비고/별칭	S6mt; RPMS6; MRP-S6; C21orf101; MRPS6
종	인간
GeneID (인간)	64968
GeneID	64968
면역원	인간 MRPS6 (NP_115865.1)의 아미노산 1-125에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P82932
단백질 분자량	14kDa
배송 방식	아이스백