


Wb, Elisa용 Anti-Mrps7 다클론 항체 - Q9Y2R9

품목 번호: CM0018916



소개

미토콘드리아 리보솜 단백질 S7(MRPS7)에 대한 KD 검증된 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에 적합합니다. 인간 MRPS7을 표적으로 하며, 단백질 무게는 약 28 kDa입니다. 미토콘드리아 연구 및 질병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	[KD 검증됨] MRPS7 토끼 pAb
비고/별칭	MRPS7; MRP-S; MRP-S7; RP-S7; RPMS7; S7mt; bMRP27a; 미토콘드리아 리보솜 단백질 S7
종	인간
GeneID (인간)	51081
GeneID	51081
면역원	인간 MRPS7(NP_057055.2)의 아미노산 40-140 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y2R9
단백질 무게	28kDa
배송	아이스팩