


Anti-Mrps7 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2R9

품목 번호: CM0023361



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨; 인간, 마우스, 쥐 MRPS7 (28kDa, Q9Y2R9)와 반응. 미토콘드리아 리보솜 연구 및 일차성 미토콘드리아 질환 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MRPS7 Rabbit pAb
비고/별칭	S7mt; MRP-S; RP-S7; RPMS7; MRP-S7; COXPD34; bMRP27a; MRPS7
종	인간
GeneID (인간)	51081
GeneID	51081
면역원	인간 MRPS7 (NP_057055.2)의 아미노산 110-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9Y2R9
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백