


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Mrps9 폴리클로날 항체 - P82933

품목 번호: CM0017367



소개

WB, IHC-P, ELISA용 인간 MRPS9(미토콘드리아 리보솜 단백질 S9)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 번역 및 리보솜 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MRPS9 Rabbit pAb
비고/별칭	S9mt; RPMS9; MRP-S9; MRPS9
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	64965
GeneID	64965
면역원(Immunogen)	인간 MRPS9 (NP_872578.1)의 아미노산 237-396에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P82933
단백질 분자량	46kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)