


Wb, Elisa용 Anti-Mrrf 단일클론 항체 - Q96E11

품목 번호: CM0007551



소개

웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA에 대해 검증된 MRRF 토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 쥐, 및 랫트 샘플의 미토콘드리아 리보솜 재활용 인자(Mitochondrial ribosome-recycling factor)를 검출합니다. 미토콘드리아 번역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MRRF Rabbit mAb
비고/별칭	RRF; MRFF; MTRRF; MRRF
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	92399
GeneID	92399
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드(Synthetic Peptide)
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q96E11
단백질 분자량	29kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)