

Wb, Elisa용 Anti-Ms4A14 토끼 단클론 항체 - Q96Ja4

품목 번호: CM0002621

소개

인간 MS4A14(Q96JA4)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었으며 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 막 수용체 복합체 및 신호 전달 경로 연구에 맞춰 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MS4A14 토끼 mAb
비고/별칭	MS4A16; NYD-SP21; MS4A14
종	인간
유전자ID (인간)	84689
유전자ID	84689
면역원	재조합 단백질 인간 MS4A14(Q96JA4)의 아미노산 150-280번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	Q96JA4
단백질 분자량	77kDa
배송	아이스 팩