

항Ms4A4A 토끼 다클론 항체 - Ms4A4A

품목 번호: CM0022257

소개

생쥐 Ms4a4a를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐 시료 내 Ms4a4a 연구에 높은 특이성을 보입니다. 면역검출 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	설명
제품명	Ms4a4a 토끼 pAb
비고/별칭	EG666907; Ms4a4a
속주 종	토끼
유전자 ID (생쥐)	666907
인간 직동유전자 ID	51338
면역원	생쥐 Ms4a4a (NP_001297260.1)의 아미노산 150-236 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	생쥐
배송	아이스 팩